

LINGETTES SÈCHES À IMPRÉGNER POUR NETTOYAGE MAINS ET SURFACES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : cellulose et polypropylène
- Dimensions lingettes : 20 x 20 cm
- Seau de 1000 lingettes
- Utilisation sans eau ni rinçage
- Désinfecte les mains et surfaces
- A imprégner avec la lotion désinfectante (réf. 18356)

LES + PRODUIT

- Concept spécialement développé pour lutter contre les pandémies du type Covid-19
- Seau rechargeable de lingettes désinfectantes
- Sans rinçage, peut s'utiliser sans eau
- Facilité d'emploi : Ajouter 2,5L de produit, attendre 30 min et les lingettes sont prêtes à l'utilisation

APPLICATION

Ouvrir le seau et verser la lotion désinfectante (réf. 18356). Pour bien imprégner les lingettes il faut 2,5L. Laisser les lingettes s'imbiber 30 minutes. Tirer dessus et déchirer suivant les pointillés. Les lingettes sont prêtes !

Désinfection des mains : prélever une lingette. Se frotter les mains selon le temps indiqué par la norme. Ne pas oublier de frotter le dos de la main, entre les doigts, sous les ongles puis les poignets. Ne pas rincer. Refermer l'opercule après chaque utilisation pour éviter toute évaporation du produit. Les lingettes peuvent également être utilisées pour désinfecter les outils et surfaces.

Livrées sèches, ces lingettes sont à imprégner avec la lotion désinfectante (réf. 18356) et permettent de désinfecter les mains, outils et surfaces. Une fois imprégnées de lotion désinfectante, les lingettes sont bactéricides, levuricides et virucides. Pour imprégner les lingettes, il suffit de verser 2,5L de lotion et de patienter 30 min. Elles sont ensuite prêtes à l'emploi.

RÉF	DÉSIGNATION	CONDIT
18355	Lingettes sèches à imprégner pour nettoyage mains et surfaces	Boîte de 1000

PRODUITS ASSOCIÉS

RÉF	DÉSIGNATION	CONDIT
18356	Lotion désinfectante pour lingettes sèches	Bidon de 5L
18361	Kit 2 boîtes 1000 lingettes à imprégner + 5L de lotion désinfectante	unité

CONDITIONS D'EMPLOI

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Éviter le contact avec les yeux. Se référer aux précautions d'emploi sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

NORMES

- Bactéricide : EN 1276 et 13727 en 1 min
- Levuricide : EN 1650 et EN 13624 sur *Candida albicans* en 30 sec
- Virucide : EN 14476 sur Adénovirus type 5, Norovirus murin et Coronavirus en 1min